ЛИПАЗА (lipase) 1001275

Для кинетического определения липазы в сыворотке или плазме. Жидкий реагент.

IVD (для диагностики in vitro)

Хранить при 2-8°C.

Код: 1001275 R1 4x10 мл, R2 1x8мл

ПРИНЦИП МЕТОДА

Панкреатическая липаза в присутствии колипазы, дезоксихолата и ионов кальция гидролизует субстрат 1-2-О-дилаурил-рак-глицеро-3-глутаровой кислоты-(6'-метилрезоруфин)-эфир. Активность липазы в сыворотке определяется в соответствии с прямой ферментативной реакцией:

1-2-О-дилаурил-рак-глицеро-3-глутаровой кислоты-(6'-метилрезоруфин)-эфир

1-2-О-дилаурил-рак-глицерол + глутаровой кислоты-6'-метилрезоруфин-эфир (не стабильный) OH⁻ > глутаровая кислота + Метилрезоруфин

Скорость образования метилрезоруфина, измеряемая фотометрически при 580 нм, пропорциональна каталитической активности (концентрации) липазы, присутствующей в пробе.

КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Липаза — это панкреатический фермент, необходимый для абсорбции и переваривания питательных веществ, который катализирует гидролиз глицероловых эфиров жирных кислот. Определение липазы используется в диагностике заболеваний поджелудочной железы, таких как острый и хронический панкреатиты и обструкция панкреатического протока 1,7,8. Клинический диагноз не может быть поставлен по результату одного теста, он должен определяться по совокупности клинических и других лабораторных данных.

РЕАГЕНТЫ

Реагент 1 R1	ТРИС буфер рН 8,3	40 ммоль/л
буфер	Колипаза	≥1 мг/л
	Дезоксихолат	1,8 ммоль/л
	Тауродезоксихолат	7.2 ммоль/л
Реагент 2 R2	Тартрат буфер рН 4,0	15 ммоль/л
Субстрат	Липаза	≥0,7 ммоль/л
	Кальция хлорид (CaCl ₂)	0,1 ммоль/л
Lipase Cal	Стандарт липазы. Лиофилизированная сыворотка человека.	
-	Концентрация (активность липазы в Е/л для метилрезоруфі	ина при 37°C) указана 📗
	на флаконе.	

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Стандарт липазы **LIPASE CAL**. Компоненты человеческого происхождения были протестированы и показали себя как отрицательные на присутствие HBsAg, HCV и антител к ВИЧ (HIV-1/2). Однако, с ними следует обращаться как с потенциально инфекционными.

ПОДГОТОВКА

- Реагенты R1 и R2 готовы к использованию. Стабильность после открытия: 90 дней при 2-8°C.
- R2 тщательно перемешайте перед использованием (Примечание 1).
- LIPASE CAL. Растворите 1 мл дистиллированной воды. Закройте крышкой и перемешайте осторожно до полного растворения. Стабильность: 7 дней при 2-8°С или 3 месяца при -20°С. Разлейте калибратор на небольшие порции и заморозьте.

ХРАНЕНИЕ И СТАБИЛЬНОСТЬ

Все компоненты набора стабильны до указанной на упаковке даты (expiration date) в плотно закрытом флаконе при 2-8°C, в защищенном от света месте и с соблюдением правил, предотвращающих контаминацию при использовании. Не используйте реагенты после окончания срока годности.

Признаки порчи реагентов:

- присутствие частиц или мутности.
- абсорбция бланка (А) при 580 нм ≥1,000.
- R2 представляет собой мутную оранжевую микроэмульсию, выбросьте реагент, если он стал красным.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Спектрофотометр и колориметр с фильтром 580 нм (или биохимический анализатор).
- Термостат с температурой 37°C (± 0,1°C) (или биохимический анализатор).
- Соответствующие кюветы с оптическим путем 1,0 см.
- Общее лабораторное оборудование.

ПРОБЫ

Сыворотка или плазма (цитрат, ЭДТА или гепарин)¹. Избегать повторной заморозки / разморозки. Стабильность 2 дня при 2-8°C.

ПРОЦЕДУРА

1. Условия теста:

Длина волны : 580 нм Оптический путь : 1 см

Температура : 37° С (Температура должна быть стабильной ($\pm 0,5^{\circ}$ С)) Измерение : против бланка по дистиллированной воде или воздуху.

Метод : кинетика по стандарту (...), время задержки 60с, время реакции 120с

2. Настройте прибор на ноль по дистиллированной воде или воздуху.

3. Подогреть рабочий реагент и кюветы до нужной температуры (37°C). Пипетируйте в кювету непо-

средственно перед измерением:

	Полумикротест		Микротест			
	Бланк	Стандарт	Проба	Бланк	Стандарт	Проба
Дистил. вода	10 мкл			5 мкл		
Стандарт		10 мкл			5 мкл	
Проба			10 мкл			5 мкл
Реагент 1	1,0 мл	1,0 мл	1,0 мл	0,5 мл	0,5 мл	0,5 мл
Реагент 2	200 мкл	200 мкл	200 мкл	100 мкл	100 мкл	100 мкл

4. Перемешать, инкубировать при 37°С в течение 1 мин.

- 5. Измерить начальную оптическую плотность (А), затем измерять оптическую плотность каждую минуту в течение 2-х мин.
- 6. Вычислить среднее изменение оптической плотности для стандарта и пробы за минуту: △А/мин.

вычисление

Липаза (Е/л) = $\frac{\Delta A/\text{мин пробы}}{\Delta A/\text{мин пробы}}$ x С стандарта

∆А/мин стандарта

Единицы: 1 международная единица (Е/л или U/L) – это количество фермента, которое трансформирует 1 мкмоль субстрата в минуту при стандартных условиях. Концентрация выражается в единицах на литр пробы (Е/л).

Фактор для перевода международных единиц (Е/л) в единицы СИ (кат/л):

1 E/ π = 16.67x10⁻⁹ kat/ π = 16.67 x 10⁻³ MKKat/ π ; 1 MKKat/ π = 60 E/ π

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Рекомендуется использовать контрольную сыворотку с каждой серией тестов. Мы рекомендуем контрольные сыворотки SPINTROL Normal и Pathological (Кат.№ 1002120 и 1002210). Если значения контролей выходят за указанный диапазон, проверьте прибор, реагенты и технику выполнения. Каждая лаборатория должна разработать собственную систему контроля качества и соответствующие действия, если контроли не показывают приемлемых результатов.

РЕФЕРЕНТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ¹

Липаза (при 37°С метилрезоруфин): ≤38 Е/л

Это значение приведено для ориентационных целей; каждая лаборатория должна представить свои собственные значения референтного диапазона.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕСТА

Диапазон измерения: от определяемого уровня в 5 Е/л до предела линейности 250 Е/л.

Если полученные результаты превышают предел линейности, пробы следует разбавить 1:10 физраствором (9 г/л NaCl) и повторить исследование, полученный результат умножить на 10.

Воспроизводимость:

	Внутри серии (n=20)		
Среднее (U/L)	119	215	
SD	4,13	5,97	
CV (%)	3.34	2.78	

Между сериями (n=20)				
	119	215		
	5,43	10,7		
	4,54	5,02		

Правильность: Результаты, полученные с помощью реагентов SPINREACT (у) не показали систематических различий при сравнении с другими коммерческими реагентами (х).

Результаты, полученные при обследовании 100 пациентов, были следующие:

Коэффициент корреляции (r): 0,997. Уравнение регрессии. y=0.50054x + 3.9443.

Результаты оценки характеристик теста зависят от используемого анализатора.

ИНТЕРФЕРЕНЦИИ

Триглицериды 300 мг/дл влияют на определение, уменьшая активность липазы на 6%. Не оказывают влияния гемоглобин до 150 мг/дл и билирубин до 20 мг/дл. Список лекарств и других веществ, влияющих на определение ЩФ, представлен Young et. al^{2,3}.

ПРИМЕЧАНИЕ

1. При определенных условиях хранения (например, хранение при температуре ниже, чем указано) во флаконе могут образовываться преципитаты, не влияющие на характеристики реагента, однако, рекомендуется перемешать продукт осторожным переворачиванием.

- 2. Для предотвращения контаминации рекомендуется использовать одноразовые материалы.
- У Spinreact есть адаптации для некоторых автоматических анализаторов, которые доступны по запросу.

ЛИТЕРАТУРА:

- McNeely M. Lipase. Kaplan A et al. Clin Chem The C.V. Mosby Co. St Louis. Toronto. Princeton 1984; 1130-1134, 892.
- Neumann U et al. Comptes Rend. 4 colloque de Pont-a-Musson, Masson 627-634 (1979)
- Junge W et al. J.Clin.Chem.Clin.Biochem., 21 445-451 (1983). 4. Neumann U et al. Methods of Enzymatics Analysis, 3rd ed. Vol.4, 26-34 (1984) 5. Young DS. Effects of drugs on Clinical Lab. Tests, 4th ed AACC Press, 1995. Young DS. Effects of disease on Clinical Lab. Tests, 4th ed AACC 2001.
- Burtis A et al. Tietz Textbook of Clinical Chemistry, 3rd ed AACC 1999.
- Tietz N W et al. Clinical Guide to Laboratory Tests, 3rd ed AACC 1995.